

USER MANUAL

Simple steps to measure your temperature:

अपने तापमान को मापने के लिए साधारण स्टेप्स:



Press the * key on dial pad and unlock your phone.

डायल पैड पर * key को दबाएँ और अपने फ़ोन को अनलॉक करें।



Long press center navigation key to open the main menu.

मेन मेन्यू को खोलने के लिए सेंटर नेविगेशन key को दबा कर रखें।



Choose Option 1 from the menu.

मेन्यू से ऑप्शन 1 को चुनें।



Point the sensor on top of your phone towards the back of your hand.

फ़ोन के ऊपर लगे सेंसर को अपने हथेली के पिछले भाग की ओर रखें।



Press center navigation key and within few seconds the phone will display your body temperature on screen and an audio sound will announce it.

सेंटर नेविगेशन key को दबाएं और कुछ ही क्षणों में आपके शरीर का तापमान फ़ोन के स्क्रीन पर दिखाई देगा, और स्पीकर पे सुनाई भी देगा।

USER MANUAL

Simple steps to measure your temperature:

अपने तापमान को मापने के लिए साधारण स्टेप्स:



Press the * key on dial pad and unlock your phone.

डायल पैड पर * key को दबाएँ और अपने फ़ोन को अनलॉक करें।



Long press center navigation key to open the main menu.

मेन मेन्यू को खोलने के लिए सेंटर नेविगेशन key को दबा कर रखें।



Choose Option 1 from the menu.

मेन्यू से ऑप्शन 1 को चुनें।



Point the sensor on top of your phone towards the back of your hand.

फ़ोन के ऊपर लगे सेंसर को अपने हथेली के पिछले भाग की ओर रखें।



Press center navigation key and within few seconds the phone will display your body temperature on screen and an audio sound will announce it.

सेंटर नेविगेशन key को दबाएं और कुछ ही क्षणों में आपके शरीर का तापमान फ़ोन के स्क्रीन पर दिखाई देगा, और स्पीकर पे सुनाई भी देगा।